


Порядок действий при проверке неисправности кабельной линии



Варианты комплектаций мобильной лаборатории:

Комплектация:	Назначение:	Состав комплектации:				
		МИР HVA2000	МИР digiPro	МИР305	МИР МИМ	МИР РД8200 (совместно с А Рамкой + ВВ бустер)
MAX	Портативный комплект приборов МИР КОМПАКТ2000 MAX предназначен для трассировки, а также для предварительного и точного определения места повреждения кабелей	+	+	+	+	+
Стандарт	Портативный комплект приборов МИР КОМПАКТ2000 Стандарт предназначен для предварительного и точного определения места повреждения кабелей	+	+	+	+	-
mini	Портативный комплект приборов МИР КОМПАКТ2000 mini предназначен для точного определения места повреждения кабелей беспрожиговыми методами	+	+	-	-	-